

Carestation 850

Programme de formation initiale des utilisateurs au bloc opératoire



GE HealthCare

Modalités de la formation

Public visé	Médecins anesthésistes, IADE, techniciens biomédicaux
Temps de formation	45 min pour la formation basique & 2h00 pour la formation complémentaire
Lieu de la formation	Sur site client - <i>groupes de 6 à 8 personnes</i>

Objectifs de la formation

La **formation utilisateur** a pour but la maîtrise du dispositif par l'utilisateur, dans les bonnes conditions de sécurité. Elle vise à assurer un niveau de formation adéquat à l'utilisation quotidienne et normale du système. La **formation avancée** a pour objectif d'aborder les sujets plus en profondeur, accessible sur demande.

Programme de la formation par module (M)

M1 : Présentation du système (5min)

- Présentation générale du système
- Point sur la technologie de ventilation
- Architecture du circuit
- Ergonomie générale et intégration des éléments
- Cuves d'agents halogénés *Serenity-T*
- Module de gaz *E-SCAIOE*

M2 : Mise en service (10min)

- Allumage du système
- Présentation de l'interface
- Tests du respirateur
- Etalonnage des capteurs de débit
- Démarrage du cas
- Mode monitoring

M3 : Cas patient en peropératoire (15min)

- Modes de ventilation et réglages
- Réglage des alarmes
- Gestion des fuites du circuit
- Menus de l'interface
- Boucles de spirométrie
- Changement de la chaux sodée
- Gestion des accessoires : chaux et pièges à eau
- Pause débit de gaz et induction inhalatoire

M4 : fonctions spécifiques (15min)

- Gestion de l'objectif de concentration
- Objectifs de MAC et raccourcis
- Recrutement alvéolaire
- Monitoring de la compliance
- Pression motrice et titration de PEP
- Réglages automatisés volume/barométrique
- Induction silencieuse
- Compensation de compliance

M5 (optionnel) : Optimisation et gestion avancée (120 min)

- Gestion de l'induction inhalatoire en pédiatrie
- Conduite à tenir en cas d'échec de test matinal avec organigramme décisionnel
- Protocoles d'hyperthermie maligne
- Socle de connaissances des ventilateurs en anesthésie
- Intégration de l'oxygénothérapie à haut débit
- Connectivité et remontée des données
- Démontage du bloc et stérilisation du bloc patient
- Anesthésie verte
- Induction en aide inspiratoire

Documents remis

Manuel utilisateur du dispositif – Plate forme QR code – Guides cliniques

