



GE HealthCare



GoldSeal™

Produits d'occasion certifiés

GE HealthCare croit en la nécessité de proposer un équipement d'imagerie de qualité supérieure, quel que soit le budget. C'est pourquoi nos systèmes GoldSeal assurent un excellent rapport qualité/prix, permettant aux établissements médicaux de fournir des soins de haute qualité et d'atteindre leurs objectifs financiers.



Donner une seconde vie à vos systèmes

Nos critères de sélection stricts garantissent que seuls les systèmes dont l'historique de maintenance est connu et acceptable sont sélectionnés par les techniciens de maintenance GE HealthCare pour GoldSeal.

Ces systèmes subiront un processus de reconditionnement approfondi pour retrouver le niveau de spécification du fabricant d'origine certifié ISO 13485, être conformes aux mêmes normes de qualité et fournir strictement les mêmes résultats qu'un équipement neuf.

Les systèmes sont mis à niveau avec la technologie la plus récente. Ils bénéficient de la même garantie et sont certifiés conformément à toutes les exigences de la FDA.



Examen, sélection et désinstallation

Le processus GoldSeal commence par la sélection de systèmes auxquels il reste plusieurs années de vie utile, puis leur historique de maintenance est examiné pour vérifier le respect de critères stricts.

Décontamination

Une fois qu'ils ont été désinstallés par les techniciens de GE HealthCare et livrés à notre entrepôt, les systèmes sont désinfectés dans une chambre de décontamination.

Inspection et nettoyage

Les systèmes subissent une inspection rigoureuse et un nettoyage intérieur et extérieur en profondeur.

Remplacement des pièces usagées par des pièces d'origine et peinture

Chaque système suit un processus rigoureux et exclusif pour retrouver ses spécifications et son niveau de performance d'origine, en utilisant uniquement des pièces certifiées par GE Healthcare.

Surveillance quotidienne

Les aimants sont connectés à des stations de refroidissement et à des systèmes de surveillance pour surveiller quotidiennement leurs paramètres et le niveau d'hélium.

Les remplissages d'hélium et les changements de tête froide sont effectués sur place.

Installation et maintenance

La performance opérationnelle et l'homogénéité de champ sont garantis pour chaque système au même niveau qu'un équipement neuf.



Pensez au-delà de l'équipement

GoldSeal vous donne davantage

L'équipement d'imagerie est plus qu'un achat, c'est un investissement. C'est pourquoi GE HealthCare va au-delà pour offrir à ses clients plus que de simples produits de haute qualité.



Garantie comme neuf
accompagnant l'équipement



Mises à jour logicielles vers la
version compatible la plus
récente



Formation du personnel en option
par des spécialistes des applications
cliniques de GE HealthCare



Télémaintenance
OnWatch™ et Tube Watch™
disponible pour les systèmes
compatibles



Un contrat robuste couvrant la
planification du site, l'installation
et la documentation d'assistance



Des configurations flexibles pour
répondre à vos besoins, y compris des
options de logiciels améliorés et des
accessoires spéciaux pour les
applications cliniques avancées

Contribuer à la protection de la planète

GE HealthCare s'est engagée à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050

Depuis plus de 20 ans, le programme GoldSeal de GE HealthCare joue un rôle essentiel dans la réduction des déchets d'équipements d'imagerie médicale en promouvant et en permettant la réutilisation d'équipements et de pièces issus de systèmes d'imagerie désinstallés.

GE HealthCare recycle environ 95 % de la plupart des systèmes. Sur une année type, le programme GoldSeal remet à neuf environ 8 000 systèmes d'imagerie et d'échographie.



Lorsque vous choisissez un système GoldSeal, vous prolongez la durée de vie d'un système d'imagerie, vous redonnez un avenir à un équipement médical viable et vous donnez potentiellement accès aux soins à des personnes qui ne pourraient pas en bénéficier autrement.

Achat ou location d'un nouveau produit

Programme GoldSeal

- Retour de location ou rachat de produit
- Reconditionnement strict
- Mise à jour avec un nouveau logiciel
- Recertification respectant toutes les exigences de la FDA
- Couverture par une garantie comme à l'état neuf

Récupération de pièces et de matériaux

Identification des pièces à remettre à neuf et/ou auxquelles donner une nouvelle vie

Fin de vie

95% de la plupart des systèmes sont recyclés, réduisant considérablement le volume de déchets destinés à la décharge.



GE HealthCare est un leader mondial de l'innovation en matière de technologies médicales, de diagnostic pharmaceutique et de solutions numériques, qui cherche à fournir des solutions intégrées pour rendre les hôpitaux plus efficaces, les médecins plus productifs, les thérapies plus précises, pour des patients en meilleure santé.

Suivez-nous sur [Facebook](#), [LinkedIn](#), [Twitter](#), [Instagram](#) et [Insights](#) pour les dernières nouvelles, ou visitez notre site Web gehealthcare.co.uk pour plus d'informations.

Les produits dans les domaines de l'IRM, de la tomodensitométrie, de la médecine nucléaire et de la TEP/CT sont éligibles à la remise en état, bien que la décision de remettre en état un système plutôt que de le démonter pour récupérer des pièces ou de le recycler ou réutiliser dépende de l'état du système au moment où GE HealthCare en prend possession.

GoldSeal, OnWatch et Tube Watch sont des marques déposées de GE HealthCare

Dispositifs médicaux, consultez les notices spécifiques à chacun pour plus d'information.

©2023 GE HealthCare. GE est une marque déposée de la General Electric Company utilisée sous licence de marque.

JB02386FR